



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

12".Ø  
3".H

BASTIDOR ACERO  
INOXIDABLE

305



C I S a  
SIEVING TECHNOLOGIES



305

12".Ø x 3".H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el servicio de  
Certificado de Calibración  
de Tamices



Para granulometrías medias.

Recomendado por ASTM y BS.

**Identificación individual** de cada tamiz  
**grabada con láser**, para asegurar su  
**trazabilidad**.

**Incluye certificado de testificación**  
conforme a 2.1 EN 10204.

Pulido espejo.

**Peso:** Desde 1250 gramos a 1800 gramos  
en función de la abertura de la malla.

**Volúmenes recomendados de producto:**

| Abertura | Volumen | Abertura | Volumen | Abertura | Volumen  |
|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 38 µ     | 100 cm³ | 125 µ    | 200 cm³ | 2.00 mm. | 400 cm³  |
| 45 µ     | 120 cm³ | 250 µ    | 280 cm³ | 4.00 mm. | 1400 cm³ |
| 63 µ     | 140 cm³ | 500 µ    | 400 cm³ | 8.00 mm. | 2000 cm³ |
| 90 µ     | 160 cm³ | 1.00 mm  | 560 cm³ | 16.00 mm | 2500 cm³ |



## CONFIGURACIONES

**305.1** Tamices con malla metálica, normas  
ISO 3310.1 – ASTM E-11-2013

**305.2** Tamices con chapa perforada, normas ISO  
3310.2 – ASTM E-323-2011

## INCLUYE

- ✓ **Embalaje individual** de cada tamiz con caja de cartón reciclado 100%, que garantiza el transporte en perfectas condiciones.
- ✓ Certificado de testificación según norma 2.1. EN 10204.

## ACCESORIOS

- Tapa 12".Ø acero inoxidable (código 1700001).
- Fondo 12".Ø x 3".H. acero inoxidable. (código 1700002).
- Junta de goma 8".Ø (código J305)

## OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de incertidumbre.
- Etiqueta metálica de identificación.
- Bastidor en acero inoxidable AISI-316 (1.4404).

305

# 12".Ø x 3".H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



## 305.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

| ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA | ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA |   | ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA | ISO 3310.1 | ASTM E-11-2013 | Código CISA |
|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 20 µ       | Nº 635         | 1700601     | 160 µ      |                | 1704801     | • | 1.00 mm    | Nº 18          | 1709001     | 11.20 mm   | 7/16 in.       | 1714601     |
| 25 µ       | Nº 500         | 1700801     | 180 µ      | Nº 80          | 1705001     | • | 1.12 mm    |                | 1709201     | 12.50 mm   | ½ in.          | 1714801     |
| 32 µ       | Nº 450         | 1701001     | 200 µ      |                | 1705201     | • | 1.18 mm    | Nº 16          | 1709401     | 13.20 mm   | 0.530 in.      | 1715001     |
| 36 µ       |                | 1701201     | 212 µ      | Nº 70          | 1705401     | • | 1.25 mm    |                | 1709601     | 14.00 mm   |                | 1715201     |
| 38 µ       | Nº 400         | 1701401     | 224 µ      |                | 1705601     | • | 1.40 mm    | Nº 14          | 1709801     | 16.00 mm   | 5/8 in.        | 1715401     |
| 40 µ       |                | 1701601     | 250 µ      | Nº 60          | 1705801     | • | 1.60 mm    |                | 1710001     | 18.00 mm   |                | 1715601     |
| 45 µ       | Nº 325         | 1701801     | 280 µ      |                | 1706001     | • | 1.70 mm    | Nº 12          | 1710201     | 19.00 mm   | 3/4 in.        | 1715801     |
| 50 µ       |                | 1702001     | 300 µ      | Nº 50          | 1706201     | • | 1.80 mm    |                | 1710401     | 20.00 mm   |                | 1716001     |
| 53 µ       | Nº 270         | 1702201     | 315 µ      |                | 1706401     | • | 2.00 mm    | Nº 10          | 1710601     | 22.40 mm   | 7/8 in.        | 1716201     |
| 56 µ       |                | 1702401     | 355 µ      | Nº 45          | 1706601     | • | 2.24 mm    |                | 1710801     | 25.00 mm   | 1.00 in.       | 1716401     |
| 63 µ       | Nº 230         | 1702601     | 400 µ      |                | 1706801     | • | 2.36 mm    | Nº 8           | 1711001     | 26.50 mm   | 1.06 in.       | 1716601     |
| 71 µ       |                | 1702801     | 425 µ      | Nº 40          | 1707001     | • | 2.50 mm    |                | 1711201     | 28.00 mm   |                | 1716801     |
| 75 µ       | Nº 200         | 1703001     | 450 µ      |                | 1707201     | • | 2.80 mm    | Nº 7           | 1711401     | 31.50 mm   | 1 1/4 in.      | 1717001     |
| 80 µ       |                | 1703201     | 500 µ      | Nº 35          | 1707401     | • | 3.15 mm    |                | 1711601     | 35.50 mm   |                | 1717201     |
| 90 µ       | Nº 170         | 1703401     | 560 µ      |                | 1707601     | • | 3.35 mm    | Nº 6           | 1711801     | 37.50 mm   | 1 1/2 in.      | 1717401     |
| 100 µ      |                | 1703601     | 600 µ      | Nº 30          | 1707801     | • | 3.55 mm    |                | 1712001     | 40.00 mm   |                | 1717601     |
| 106 µ      | Nº 140         | 1703801     | 630 µ      |                | 1708001     | • | 4.00 mm    | Nº 5           | 1712201     | 45.00 mm   | 1 3/4 in.      | 1717801     |
| 112 µ      |                | 1704001     | 710 µ      | Nº 25          | 1708201     | • | 4.50 mm    |                | 1712401     | 50.00 mm   | 2.00 in.       | 1718001     |
| 125 µ      | Nº 120         | 1704201     | 800 µ      |                | 1708401     | • | 4.75 mm    | Nº 4           | 1712601     | 53.00 mm   | 2.12 in.       | 1718201     |
| 140 µ      |                | 1704401     | 850 µ      | Nº 20          | 1708601     | • | 5.00 mm    |                | 1712801     | 56.00 mm   |                | 1718401     |
| 150 µ      | Nº 100         | 1704601     | 900 µ      |                | 1708801     | • | 5.60 mm    | Nº 3½          | 1713001     | 63.00 mm   | 2 1/2 in.      | 1718601     |
|            |                |             |            |                |             | • | 6.30 mm    | ¼ in.          | 1713201     | 71.00 mm   |                | 1718801     |
|            |                |             |            |                |             | • | 6.70 mm    | 0.265 in.      | 1713401     | 75.00 mm   | 3.00 in.       | 1719001     |
|            |                |             |            |                |             | • | 7.10 mm    |                | 1713601     | 80.00 mm   |                | 1719201     |
|            |                |             |            |                |             | • | 8.00 mm    | 5/16 in.       | 1713801     | 90.00 mm   | 3 1/2 in.      | 1719401     |
|            |                |             |            |                |             | • | 9.00 mm    |                | 1714001     | 100.00 mm  | 4.00 in.       | 1719601     |
|            |                |             |            |                |             | • | 9.50 mm    | 3/8 in.        | 1714201     | 106.00 mm  | 4.24 in.       | 1719801     |
|            |                |             |            |                |             | • | 10.00 mm   |                | 1714401     | 112.00 mm  |                | 1720001     |
|            |                |             |            |                |             |   |            |                |             | 125.00 mm  | 5.00 in.       | 1720201     |

305

# 12".Ø x 3".H

## BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



## 305.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

### Perforación cuadrada

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 4.00 mm    | 5/32 in.        | 1712261     | 22.40 mm   | 7/8 in.         | 1716261     |
| 4.50 mm    |                 | 1712461     | 25.00 mm   | 1.00 in.        | 1716461     |
| 4.75 mm    | 3/16 in.        | 1712661     | 26.50 mm   | 1 1/18 in.      | 1716661     |
| 5.00 mm    |                 | 1712861     | 28.00 mm   |                 | 1716861     |
| 5.60 mm    | 7/32 in.        | 1713061     | 31.50 mm   | 1 1/4 in.       | 1717061     |
| 6.30 mm    | ¼ in.           | 1713261     | 35.50 mm   |                 | 1717261     |
| 6.70 mm    | 17/64 in.       | 1713461     | 37.50 mm   | 1 1/2 in.       | 1717461     |
| 7.10 mm    |                 | 1713661     | 40.00 mm   |                 | 1717661     |
| 8.00 mm    | 5/16 in.        | 1713861     | 45.00 mm   | 1 3/4 in.       | 1717861     |
| 9.00 mm    |                 | 1714061     | 50.00 mm   | 2.00 in.        | 1718061     |
| 9.50 mm    | 3/8 in.         | 1714261     | 53.00 mm   | 2 1/8 in.       | 1718261     |
| 10.00 mm   |                 | 1714461     | 56.00 mm   |                 | 1718461     |
| 11.20 mm   | 7/16 in.        | 1714661     | 63.00 mm   | 2 1/2 in.       | 1718661     |
| 12.50 mm   | ½ in.           | 1714861     | 71.00 mm   |                 | 1718861     |
| 13.20 mm   | 0.530 in.       | 1715061     | 75.00 mm   | 3.00 in.        | 1719061     |
| 14.00 mm   |                 | 1715261     | 80.00 mm   |                 | 1719261     |
| 16.00 mm   | 5/8 in.         | 1715461     | 90.00 mm   | 3 1/2 in.       | 1719461     |
| 18.00 mm   |                 | 1715661     | 100.00 mm  | 4.00 in.        | 1719661     |
| 19.00 mm   | 3/4 in.         | 1715861     | 106.00 mm  | 4.24 in.        | 1719861     |
| 20.00 mm   |                 | 1716061     | 112.00 mm  |                 | 1720061     |
|            |                 |             | 125.00 mm  | 5.00 in.        | 1720261     |

### Perforación redonda

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 4.00 mm    | 5/32 in.        | 1712241     | 22.40 mm   | 7/8 in.         | 1716241     |
| 4.50 mm    |                 | 1712441     | 25.00 mm   | 1.00 in.        | 1716441     |
| 4.75 mm    | 3/16 in.        | 1712641     | 26.50 mm   | 1 1/18 in.      | 1716641     |
| 5.00 mm    |                 | 1712841     | 28.00 mm   |                 | 1716841     |
| 5.60 mm    | 7/32 in.        | 1713041     | 31.50 mm   | 1 1/4 in.       | 1717041     |
| 6.30 mm    | ¼ in.           | 1713241     | 35.50 mm   |                 | 1717241     |
| 6.70 mm    | 17/64 in.       | 1713441     | 37.50 mm   | 1 1/2 in.       | 1717441     |
| 7.10 mm    |                 | 1713641     | 40.00 mm   |                 | 1717641     |
| 8.00 mm    | 5/16 in.        | 1713841     | 45.00 mm   | 1 3/4 in.       | 1717841     |
| 9.00 mm    |                 | 1714041     | 50.00 mm   | 2.00 in.        | 1718041     |
| 9.50 mm    | 3/8 in.         | 1714241     | 53.00 mm   | 2 1/8 in.       | 1718241     |
| 10.00 mm   |                 | 1714441     | 56.00 mm   |                 | 1718441     |
| 11.20 mm   | 7/16 in.        | 1714641     | 63.00 mm   | 2 1/2 in.       | 1718641     |
| 12.50 mm   | ½ in.           | 1714841     | 71.00 mm   |                 | 1718841     |
| 13.20 mm   | 0.530 in.       | 1715041     | 75.00 mm   | 3.00 in.        | 1719041     |
| 14.00 mm   |                 | 1715241     | 80.00 mm   |                 | 1719241     |
| 16.00 mm   | 5/8 in.         | 1715441     | 90.00 mm   | 3 1/2 in.       | 1719441     |
| 18.00 mm   |                 | 1715641     | 100.00 mm  | 4.00 in.        | 1719641     |
| 19.00 mm   | 3/4 in.         | 1715841     | 106.00 mm  | 4.24 in.        | 1719841     |
| 20.00 mm   |                 | 1716041     | 112.00 mm  |                 | 1720041     |
|            |                 |             | 125.00 mm  | 5.00 in.        | 1720241     |

## ACCESORIOS

Tapa y fondo  
12".Ø x 3".H

Junta de goma  
12".Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración con  
indicación de la incertidumbre.

