



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

150mm Ø
30mm H

BASTIDOR ACERO
INOXIDABLE

150



C I S a
CEDACERIA INDUSTRIAL



150

150mm Ø x 30mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el servicio de
Certificado de Calibración
de Tamices



Identificación individual de cada tamiz grabada con láser, para asegurar su trazabilidad.

Incluye certificado de testificación conforme a 2.1 EN 10204.

Certificado de calibración opcional con indicación de la incertidumbre del tamiz.

Etiquetas metálicas de identificación, opcionales.

Material bastidor: AISI-304

Peso: Desde 165 gramos a 200 gramos en función de la abertura de la malla.

Volumen recomendado de muestra en función de la abertura:

Abertura	Volumen	Abertura	Volumen	Abertura	Volumen
38 µ	18 cm³	125 µ	38 cm³	2.00 mm.	150 cm³
45 µ	22 cm³	250 µ	52 cm³	4.00 mm.	260 cm³
63 µ	26 cm³	500 µ	75 cm³	8.00 mm.	300 cm³
90 µ	30 cm³	1.00 mm	100 cm³	12.50 mm	300 cm³

Rango de aberturas: Hasta 12.50mm.# con malla metálica.



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

150.1 Tamices con malla metálica según normas ISO 3310.1 – ASTM E-11-2013

INCLUYE

- ✓ **Embalaje individual** de cada tamiz con caja de cartón reciclado 100%, que garantiza el transporte en perfectas condiciones.
- ✓ Certificado de testificación según norma 2.1. EN 10204.

ACCESORIOS

- Tapa 150mm.Ø (código 0500001).
- Tapa 150mm.Ø con difusor (código 0500010).
- Fondo 150mm.Ø (código 0500002).
- Fondo 150mm.Ø con evacuador (código 0500011).
- Junta de goma 150mm.Ø (código J150).

OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de la incertidumbre.
- Altura útil de 50 mm.

150

150mm Ø x 30mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



150.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA	ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA	ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA
20 µ	Nº 635	0500601	160 µ		0504801	1,00 mm	Nº 18	0509001
25 µ	Nº 500	0500801	180 µ	Nº 80	0505001	1,12 mm		0509201
32 µ	Nº 450	0501001	200 µ		0505201	1,18 mm	Nº 16	0509401
36 µ		0501201	212 µ	Nº 70	0505401	1,25 mm		0509601
38 µ	Nº 400	0501401	224 µ		0505601	1,40 mm	Nº 14	0509801
40 µ		0501601	250 µ	Nº 60	0505801	1,60 mm		0510001
45 µ	Nº 325	0501801	280 µ		0506001	1,70 mm	Nº 12	0510201
50 µ		0502001	300 µ	Nº 50	0506201	1,80 mm		0510401
53 µ	Nº 270	0502201	315 µ		0506401	2,00 mm	Nº 10	0510601
56 µ		0502401	355 µ	Nº 45	0506601	2,24 mm		0510801
63 µ	Nº 230	0502601	400 µ		0506801	2,36 mm	Nº 8	0511001
71 µ		0502801	425 µ	Nº 40	0507001	2,50 mm		0511201
75 µ	Nº 200	0503001	450 µ		0507201	2,80 mm	Nº 7	0511401
80 µ		0503201	500 µ	Nº 35	0507401	3,15 mm		0511601
90 µ	Nº 170	0503401	560 µ		0507601	3,35 mm	Nº 6	0511801
100 µ		0503601	600 µ	Nº 30	0507801	3,55 mm		0512001
106 µ	Nº 140	0503801	630 µ		0508001	4,00 mm	Nº 5	0512201
112 µ		0504001	710 µ	Nº 25	0508201	4,50 mm		0512401
125 µ	Nº 120	0504201	800 µ		0508401	4,75 mm	Nº 4	0512601
140 µ		0504401	850 µ	Nº 20	0508601	5,00 mm		0512801
150 µ	Nº 100	0504601	900 µ		0508801	5,60 mm	Nº 3½	0513001
						6,30 mm	¼ in.	0513201
						6,70 mm	0.265 in.	0513401
						7,10 mm		0513601
						8,00 mm	5/16 in.	0513801
						9,00 mm		0514001
						9,50 mm	3/8 in.	0514201
						10,00 mm		0514401
						11,20 mm	7/16 in.	0514601
						12,50 mm	½ in.	0514801

Material de la malla

Acero inoxidable AISI-304 / AISI-316

ACCESORIOS

Tapa y fondo
8".Ø x 2".HTapa y fondo
para vía húmeda 8".Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración de
calibración con indicación de la
incertidumbre.