



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

315 mm Ø
80 mm H

BASTIDOR ACERO
INOXIDABLE

315



C I S a
SIEVING TECHNOLOGIES



315

315 mm Ø x 80 mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el servicio de
Certificado de Calibración
de Tamices



Para granulometrías medias.

Recomendado por AFNOR X11-504.

Identificación individual de cada tamiz
grabada con láser, para asegurar su
trazabilidad.

Incluye certificado de testificación
conforme a 2.1 EN 10204.

Pulido espejo.

Material bastidor: AISI-304

Peso: Desde 1250 gramos a 1800 gramos
en función de la abertura de la malla.

Volúmenes recomendados de producto:

Abertura	Volumen	Abertura	Volumen	Abertura	Volumen
38 µ	100 cm³	125 µ	200 cm³	2.00 mm.	400 cm³
45 µ	120 cm³	250 µ	280 cm³	4.00 mm.	1400 cm³
63 µ	140 cm³	500 µ	400 cm³	8.00 mm.	2000 cm³
90 µ	160 cm³	1.00 mm	560 cm³	16.00 mm	2500 cm³



CONFIGURACIONES

315.1 Tamices con malla metálica, norma ISO 3310.1.

315.2 Tamices con chapa perforada, norma ISO 3310.2.

INCLUYE

✓ **Embalaje individual** de cada tamiz con caja de cartón reciclado 100%, que garantiza el transporte en perfectas condiciones.

✓ Certificado de testificación según norma 2.1. EN 10204.

ACCESORIOS

- Tapa 315mm.Ø acero inoxidable (código 1500001).
- Fondo 315mm.Ø x 80mm.H. acero inoxidable. (código 1500002).

OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de incertidumbre.
- Bastidor en acero inoxidable AISI-316 (1.4404).

315

315 mm Ø x 80 mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



315.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA	ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA	ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA	ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA
20 µ	Nº 635	1500601	160 µ		1504801	1.00 mm	Nº 18	1509001	11.20 mm	7/16 in.	1514601
25 µ	Nº 500	1500801	180 µ	Nº 80	1505001	1.12 mm		1509201	12.50 mm	½ in.	1514801
32 µ	Nº 450	1501001	200 µ		1505201	1.18 mm	Nº 16	1509401	13.20 mm	0.530 in.	1515001
36 µ		1501201	212 µ	Nº 70	1505401	1.25 mm		1509601	14.00 mm		1515201
38 µ	Nº 400	1501401	224 µ		1505601	1.40 mm	Nº 14	1509801	16.00 mm	5/8 in.	1515401
40 µ		1501601	250 µ	Nº 60	1505801	1.60 mm		1510001	18.00 mm		1515601
45 µ	Nº 325	1501801	280 µ		1506001	1.70 mm	Nº 12	1510201	19.00 mm	3/4 in.	1515801
50 µ		1502001	300 µ	Nº 50	1506201	1.80 mm		1510401	20.00 mm		1516001
53 µ	Nº 270	1502201	315 µ		1506401	2.00 mm	Nº 10	1510601	22.40 mm	7/8 in.	1516201
56 µ		1502401	355 µ	Nº 45	1506601	2.24 mm		1510801	25.00 mm	1.00 in.	1516401
63 µ	Nº 230	1502601	400 µ		1506801	2.36 mm	Nº 8	1511001	26.50 mm	1.06 in.	1516601
71 µ		1502801	425 µ	Nº 40	1507001	2.50 mm		1511201	28.00 mm		1516801
75 µ	Nº 200	1503001	450 µ		1507201	2.80 mm	Nº 7	1511401	31.50 mm	1 1/4 in.	1517001
80 µ		1503201	500 µ	Nº 35	1507401	3.15 mm		1511601	35.50 mm		1517201
90 µ	Nº 170	1503401	560 µ		1507601	3.35 mm	Nº 6	1511801	37.50 mm	1 1/2 in.	1517401
100 µ		1503601	600 µ	Nº 30	1507801	3.55 mm		1512001	40.00 mm		1517601
106 µ	Nº 140	1503801	630 µ		1508001	4.00 mm	Nº 5	1512201	45.00 mm	1 3/4 in.	1517801
112 µ		1504001	710 µ	Nº 25	1508201	4.50 mm		1512401	50.00 mm	2.00 in.	1518001
125 µ	Nº 120	1504201	800 µ		1508401	4.75 mm	Nº 4	1512601	53.00 mm	2.12 in.	1518201
140 µ		1504401	850 µ	Nº 20	1508601	5.00 mm		1512801	56.00 mm		1518401
150 µ	Nº 100	1504601	900 µ		1508801	5.60 mm	Nº 3½	1513001	63.00 mm	2 1/2 in.	1518601
						6.30 mm	¼ in.	1513201	71.00 mm		1518801
						6.70 mm	0.265 in.	1513401	75.00 mm	3.00 in.	1519001
						7.10 mm		1513601	80.00 mm		1519201
						8.00 mm	5/16 in.	1513801	90.00 mm	3 1/2 in.	1519401
						9.00 mm		1514001	100.00 mm	4.00 in.	1519601
						9.50 mm	3/8 in.	1514201	106.00 mm	4.24 in.	1519801
						10.00 mm		1514401	112.00 mm		1520001
									125.00 mm	5.00 in.	1520201

315

315 mm Ø x 80 mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



315.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

Perforación cuadrada

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4.00 mm	5/32 in.	1512261	22.40 mm	7/8 in.	1516261
4.50 mm		1512461	25.00 mm	1.00 in.	1516461
4.75 mm	3/16 in.	1512661	26.50 mm	1 1/18 in.	1516661
5.00 mm		1512861	28.00 mm		1516861
5.60 mm	7/32 in.	1513061	31.50 mm	1 1/4 in.	1517061
6.30 mm	¼ in.	1513261	35.50 mm		1517261
6.70 mm	17/64 in.	1513461	37.50 mm	1 1/2 in.	1517461
7.10 mm		1513661	40.00 mm		1517661
8.00 mm	5/16 in.	1513861	45.00 mm	1 3/4 in.	1517861
9.00 mm		1514061	50.00 mm	2.00 in.	1518061
9.50 mm	3/8 in.	1514261	53.00 mm	2 1/8 in.	1518261
10.00 mm		1514461	56.00 mm		1518461
11.20 mm	7/16 in.	1514661	63.00 mm	2 1/2 in.	1518661
12.50 mm	½ in.	1514861	71.00 mm		1518861
13.20 mm	0.530 in.	1515061	75.00 mm	3.00 in.	1519061
14.00 mm		1515261	80.00 mm		1519261
16.00 mm	5/8 in.	1515461	90.00 mm	3 1/2 in.	1519461
18.00 mm		1515661	100.00 mm	4.00 in.	1519661
19.00 mm	3/4 in.	1515861	106.00 mm	4.24 in.	1519861
20.00 mm		1516061	112.00 mm		1520061
			125.00 mm	5.00 in.	1520261

Perforación redonda

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4.00 mm	5/32 in.	1512241	22.40 mm	7/8 in.	1516241
4.50 mm		1512441	25.00 mm	1.00 in.	1516441
4.75 mm	3/16 in.	1512641	26.50 mm	1 1/18 in.	1516641
5.00 mm		1512841	28.00 mm		1516841
5.60 mm	7/32 in.	1513041	31.50 mm	1 1/4 in.	1517041
6.30 mm	¼ in.	1513241	35.50 mm		1517241
6.70 mm	17/64 in.	1513441	37.50 mm	1 1/2 in.	1517441
7.10 mm		1513641	40.00 mm		1517641
8.00 mm	5/16 in.	1513841	45.00 mm	1 3/4 in.	1517841
9.00 mm		1514041	50.00 mm	2.00 in.	1518041
9.50 mm	3/8 in.	1514241	53.00 mm	2 1/8 in.	1518241
10.00 mm		1514441	56.00 mm		1518441
11.20 mm	7/16 in.	1514641	63.00 mm	2 1/2 in.	1518641
12.50 mm	½ in.	1514841	71.00 mm		1518841
13.20 mm	0.530 in.	1515041	75.00 mm	3.00 in.	1519041
14.00 mm		1515241	80.00 mm		1519241
16.00 mm	5/8 in.	1515441	90.00 mm	3 1/2 in.	1519441
18.00 mm		1515641	100.00 mm	4.00 in.	1519641
19.00 mm	3/4 in.	1515841	106.00 mm	4.24 in.	1519841
20.00 mm		1516041	112.00 mm		1520041
			125.00 mm	5.00 in.	1520241

ACCESORIOS

Tapa y fondo
315 mm. Ø x 80 mm. H

Tapa y fondo
para vía húmeda 315 mm. Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración con
indicación de la incertidumbre.

