



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

**400mm Ø**  
**65mm H**

BASTIDOR ACERO  
INOXIDABLE

**400**



**C I S a**   
SIEVING TECHNOLOGIES



400

# 400mm Ø x 65mm H

## BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el servicio de  
Certificado de Calibración  
de Tamices



Para ensayos granulométricos **de partículas gruesas**.

**Identificación individual** de cada tamiz **grabada con láser**, para asegurar su **trazabilidad**.

**Incluye certificado de testificación** según norma 2.1. EN 10204.

**Certificado de calibración** opcional con indicación de la incertidumbre.

Pulido espejo.

Material bastidor: **AISI-316**

Superficie tamizante: 1200 cm<sup>2</sup>.

**Peso de los tamices:** Desde 1550 gramos hasta 2200 gramos, en función de la abertura.



## CONFIGURACIONES DISPONIBLES

**400.3** Tamices con malla metálica. Normas: ISO 3310.1 - ASTM E-11 - NF X11-504

**400.4** Tamices con chapa perforada cuadrada y redonda según ISO 3310.2 - ASTM E-323.

## INCLUYE

✓ Certificado de testificación según norma 2.1. EN 10204.

## ACCESORIOS

- Tapa 400mm Ø acero inoxidable (código 1600001).
- Fondo 400mm Ø acero inoxidable (código 1600002).

## OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de la incertidumbre.
- Colocación de malla de refuerzo para aberturas inferiores a 100µ.

400

# 400mm Ø x 65mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



## 400.3 TAMICES CON MALLA METÁLICA

| ISO<br>3310.1 | ASTM<br>E-11-2013 | Código<br>CISA |   | ISO<br>3310.1 | ASTM<br>E-11-2013 | Código<br>CISA |   | ISO<br>3310.1 | ASTM<br>E-11-2013 | Código<br>CISA |
|---------------|-------------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| 20 µ          | Nº 635            | 2400601        | • | 1,00 mm       | Nº 18             | 2409001        | • | 11,20 mm      | 7/16in            | 2414601        |
| 25 µ          | Nº 500            | 2400801        | • | 1,12 mm       |                   | 2409201        | • | 12,50 mm      | 1/2in             | 2414801        |
| 32 µ          | Nº 450            | 2401001        | • | 1,18 mm       | Nº 16             | 2409401        | • | 13,20 mm      | 0.530in           | 2415001        |
| 36 µ          |                   | 2401201        | • | 1,25 mm       |                   | 2409601        | • | 14,00 mm      |                   | 2415201        |
| 38 µ          | Nº 400            | 2401401        | • | 1,40 mm       | Nº 14             | 2409801        | • | 16,00 mm      | 5/8in             | 2415401        |
| 40 µ          |                   | 2401601        | • | 1,60 mm       |                   | 2410001        | • | 18,00 mm      |                   | 2415601        |
| 45 µ          | Nº 325            | 2401801        | • | 1,70 mm       | Nº 12             | 2410201        | • | 19,00 mm      | 3/4in             | 2415801        |
| 50 µ          |                   | 2402001        | • | 1,80 mm       |                   | 2410401        | • | 20,00 mm      |                   | 2416001        |
| 53 µ          | Nº 270            | 2402201        | • | 2,00 mm       | Nº 10             | 2410601        | • | 22,40 mm      | 7/8in             | 2416201        |
| 56 µ          |                   | 2402401        | • | 2,24 mm       |                   | 2410801        | • | 25,00 mm      | 1.00in            | 2416401        |
| 63 µ          | Nº 230            | 2402601        | • | 2,36 mm       | Nº 8              | 2411001        | • | 26,50 mm      | 1.06in            | 2416601        |
| 71 µ          |                   | 2402801        | • | 2,50 mm       |                   | 2411201        | • | 28,00 mm      |                   | 2416801        |
| 75 µ          | Nº 200            | 2403001        | • | 2,80 mm       | Nº 7              | 2411401        | • | 31,50 mm      | 1 1/4in           | 2417001        |
| 80 µ          |                   | 2403201        | • | 3,15 mm       |                   | 2411601        | • | 35,50 mm      |                   | 2417201        |
| 90 µ          | Nº 170            | 2403401        | • | 3,35 mm       | Nº 6              | 2411801        | • | 37,50 mm      | 1 1/2in           | 2417401        |
| 100 µ         |                   | 2403601        | • | 3,55 mm       |                   | 2412001        | • | 40,00 mm      |                   | 2417601        |
| 106 µ         | Nº 140            | 2403801        | • | 4,00 mm       | Nº 5              | 2412201        | • | 45,00 mm      | 1 3/4in           | 2417801        |
| 112 µ         |                   | 2404001        | • | 4,50 mm       |                   | 2412401        | • | 50,00 mm      | 2.00in            | 2418001        |
| 125 µ         | Nº 120            | 2404201        | • | 4,75 mm       | Nº 4              | 2412601        | • | 53,00 mm      | 2.12in            | 2418201        |
| 140 µ         |                   | 2404401        | • | 5,00 mm       |                   | 2412801        | • | 56,00 mm      |                   | 2418401        |
| 150 µ         | Nº 100            | 2404601        | • | 5,60 mm       | Nº 3½             | 2413001        | • | 63,00 mm      | 2 1/2in           | 2418601        |
| 160 µ         |                   | 2404801        | • | 6,30 mm       | 1/4in             | 2413201        | • | 71,00 mm      |                   | 2418801        |
| 180 µ         | Nº 80             | 2405001        | • | 6,70 mm       | 0.265 in          | 2413401        | • | 75,00 mm      | 3.00in            | 2419001        |
| 200 µ         |                   | 2405201        | • | 7,10 mm       |                   | 2413601        | • | 80,00 mm      |                   | 2419201        |
| 212 µ         | Nº 70             | 2405401        | • | 8,00 mm       | 5/16in            | 2413801        | • | 90,00 mm      | 3 1/2in           | 2419401        |
| 224 µ         |                   | 2405601        | • | 9,00 mm       |                   | 2414001        | • | 100,00 mm     | 4.00in            | 2419601        |
| 250 µ         | Nº 60             | 2405801        | • | 9,50 mm       | 3/8in             | 2414201        | • | 106,00 mm     | 4.24in            | 2419801        |
| 280 µ         |                   | 2406001        | • | 10,00 mm      |                   | 2414401        | • | 112,00 mm     |                   | 2420001        |
| 300 µ         | Nº 50             | 2406201        | • |               |                   |                | • | 125,00 mm     | 5.00in            | 2420201        |
| 315 µ         |                   | 2406401        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 355 µ         | Nº 45             | 2406601        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 400 µ         |                   | 2406801        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 425 µ         | Nº 40             | 2407001        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 450 µ         |                   | 2407201        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 500 µ         | Nº 35             | 2407401        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 560 µ         |                   | 2407601        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 600 µ         | Nº 30             | 2407801        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 630 µ         |                   | 2408001        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 710 µ         | Nº 25             | 2408201        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 800 µ         |                   | 2408401        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 850 µ         | Nº 20             | 2408601        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 900 µ         |                   | 2408801        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |

400

## 400mm Ø x 65mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



## 400.4 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

## Agujero cuadrado

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 4,00 mm    | 5/32"           | 2412261     | 22,40 mm   | 7/8"            | 2416261     |
| 4,50 mm    |                 | 2412461     | 25,00 mm   | 1.00"           | 2416461     |
| 4,75 mm    | 3/16"           | 2412661     | 26,50 mm   | 1 1/18"         | 2416661     |
| 5,00 mm    |                 | 2412861     | 28,00 mm   |                 | 2416861     |
| 5,60 mm    | 7/32"           | 2413061     | 31,50 mm   | 1 ¼"            | 2417061     |
| 6,30 mm    | ¼"              | 2413261     | 35,50 mm   |                 | 2417261     |
| 6,70 mm    | 17/64"          | 2413461     | 37,50 mm   | 1 ½"            | 2417461     |
| 7,10 mm    |                 | 2413661     | 40,00 mm   |                 | 2417661     |
| 8,00 mm    | 5/16"           | 2413861     | 45,00 mm   | 1 ¾"            | 2417861     |
| 9,00 mm    |                 | 2414061     | 50,00 mm   | 2.00"           | 2418061     |
| 9,50 mm    | 3/8"            | 2414261     | 53,00 mm   | 2 1/8"          | 2418261     |
| 10,00 mm   |                 | 2414461     | 56,00 mm   |                 | 2418461     |
| 11,20 mm   | 7/16"           | 2414661     | 63,00 mm   | 2 ½"            | 2418661     |
| 12,50 mm   | ½"              | 2414861     | 71,00 mm   |                 | 2418861     |
| 13,20 mm   | 17/32"          | 2415061     | 75,00 mm   | 3.00"           | 2419061     |
| 14,00 mm   |                 | 2415261     | 80,00 mm   |                 | 2419261     |
| 16,00 mm   | 5/8"            | 2415461     | 90,00 mm   | 3 ½"            | 2419461     |
| 18,00 mm   |                 | 2415661     | 100,00 mm  | 4.00"           | 2419661     |
| 19,00 mm   | ¾"              | 2415861     | 106,00 mm  | 4 ¼"            | 2419861     |
| 20,00 mm   |                 | 2416061     | 112,00 mm  |                 | 2420061     |
|            |                 |             | 125,00 mm  | 5.00"           | 2420261     |

## Agujero redondo

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 4,00 mm    | 5/32"           | 2412241     | 22,40 mm   | 7/8"            | 2416241     |
| 4,50 mm    |                 | 2412441     | 25,00 mm   | 1.00"           | 2416441     |
| 4,75 mm    | 3/16"           | 2412641     | 26,50 mm   | 1 1/18"         | 2416641     |
| 5,00 mm    |                 | 2412841     | 28,00 mm   |                 | 2416841     |
| 5,60 mm    | 7/32"           | 2413041     | 31,50 mm   | 1 ¼"            | 2417041     |
| 6,30 mm    | ¼"              | 2413241     | 35,50 mm   |                 | 2417241     |
| 6,70 mm    | 17/64"          | 2413441     | 37,50 mm   | 1 ½"            | 2417441     |
| 7,10 mm    |                 | 2413641     | 40,00 mm   |                 | 2417641     |
| 8,00 mm    | 5/16"           | 2413841     | 45,00 mm   | 1 ¾"            | 2417841     |
| 9,00 mm    |                 | 2414041     | 50,00 mm   | 2.00"           | 2418041     |
| 9,50 mm    | 3/8"            | 2414241     | 53,00 mm   | 2 1/8"          | 2418241     |
| 10,00 mm   |                 | 2414441     | 56,00 mm   |                 | 2418441     |
| 11,20 mm   | 7/16"           | 2414641     | 63,00 mm   | 2 ½"            | 2418641     |
| 12,50 mm   | ½"              | 2414841     | 71,00 mm   |                 | 2418841     |
| 13,20 mm   | 17/32"          | 2415041     | 75,00 mm   | 3.00"           | 2419041     |
| 14,00 mm   |                 | 2415241     | 80,00 mm   |                 | 2419241     |
| 16,00 mm   | 5/8"            | 2415441     | 90,00 mm   | 3 ½"            | 2419441     |
| 18,00 mm   |                 | 2415641     | 100,00 mm  | 4.00"           | 2419641     |
| 19,00 mm   | ¾"              | 2415841     | 106,00 mm  | 4 ¼"            | 2419841     |
| 20,00 mm   |                 | 2416041     | 112,00 mm  |                 | 2420041     |
|            |                 |             | 125,00 mm  | 5.00"           | 2420241     |

## ACCESORIOS

Tapa y fondo  
400 mm. ØTapa y fondo  
para vía húmeda 400 mm. Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración bajo normas  
ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504  
y/o ISO 3310