



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

450mm Ø
100mm H

BASTIDOR ACERO
INOXIDABLE

450



C I S a
SIEVING TECHNOLOGIES



450

450mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el **servicio de
Certificado de Calibración
de Tamices**



Para ensayos granulométricos y
separación **de partículas gruesas**.

Identificación individual de cada tamiz
grabada con láser, para asegurar su
trazabilidad.

Incluye certificado de testificación según
norma 2.1. EN 10204.

Certificado de calibración opcional con
indicación de la incertidumbre.

Pulido espejo.

Material bastidor: **AISI-316**

Superficie tamizante: 1520 cm².



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

450.1 Tamices con malla metálica. Normas: ISO
3310.1 - ASTM E-11 -NF X11-504

450.2 Tamices con chapa perforada cuadrada y
redonda según ISO 3310.2 - ASTM E-323.

INCLUYE



Certificado de testificación según norma
2.1. EN 10204.

ACCESORIOS

- Tapa 450mm Ø acero inoxidable (código 1900001).
- Fondo 450mm Ø acero inoxidable (código 1900002).

OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de la
incertidumbre.
- Colocación de malla de refuerzo para aberturas
inferiores a 100µ.

450

450mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



450.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA		ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA		ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA
20 µ	Nº 635	1900601	•	1,00 mm	Nº 18	1909001	•	11,20 mm	7/16in	1914601
25 µ	Nº 500	1900801	•	1,12 mm		1909201	•	12,50 mm	1/2in	1914801
32 µ	Nº 450	1901001	•	1,18 mm	Nº 16	1909401	•	13,20 mm	0.530in	1915001
36 µ		1901201	•	1,25 mm		1909601	•	14,00 mm		1915201
38 µ	Nº 400	1901401	•	1,40 mm	Nº 14	1909801	•	16,00 mm	5/8in	1915401
40 µ		1901601	•	1,60 mm		1910001	•	18,00 mm		1915601
45 µ	Nº 325	1901801	•	1,70 mm	Nº 12	1910201	•	19,00 mm	3/4in	1915801
50 µ		1902001	•	1,80 mm		1910401	•	20,00 mm		1916001
53 µ	Nº 270	1902201	•	2,00 mm	Nº 10	1910601	•	22,40 mm	7/8in	1916201
56 µ		1902401	•	2,24 mm		1910801	•	25,00 mm	1.00in	1916401
63 µ	Nº 230	1902601	•	2,36 mm	Nº 8	1911001	•	26,50 mm	1.06in	1916601
71 µ		1902801	•	2,50 mm		1911201	•	28,00 mm		1916801
75 µ	Nº 200	1903001	•	2,80 mm	Nº 7	1911401	•	31,50 mm	1 1/4in	1917001
80 µ		1903201	•	3,15 mm		1911601	•	35,50 mm		1917201
90 µ	Nº 170	1903401	•	3,35 mm	Nº 6	1911801	•	37,50 mm	1 1/2in	1917401
100 µ		1903601	•	3,55 mm		1912001	•	40,00 mm		1917601
106 µ	Nº 140	1903801	•	4,00 mm	Nº 5	1912201	•	45,00 mm	1 3/4in	1917801
112 µ		1904001	•	4,50 mm		1912401	•	50,00 mm	2.00in	1918001
125 µ	Nº 120	1904201	•	4,75 mm	Nº 4	1912601	•	53,00 mm	2.12in	1918201
140 µ		1904401	•	5,00 mm		1912801	•	56,00 mm		1918401
150 µ	Nº 100	1904601	•	5,60 mm	Nº 3½	1913001	•	63,00 mm	2 1/2in	1918601
160 µ		1904801	•	6,30 mm	1/4in	1913201	•	71,00 mm		1918801
180 µ	Nº 80	1905001	•	6,70 mm	0.265 in	1913401	•	75,00 mm	3.00in	1919001
200 µ		1905201	•	7,10 mm		1913601	•	80,00 mm		1919201
212 µ	Nº 70	1905401	•	8,00 mm	5/16in	1913801	•	90,00 mm	3 1/2in	1919401
224 µ		1905601	•	9,00 mm		1914001	•	100,00 mm	4.00in	1919601
250 µ	Nº 60	1905801	•	9,50 mm	3/8in	1914201	•	106,00 mm	4.24in	1919801
280 µ		1906001	•	10,00 mm		1914401	•	112,00 mm		1920001
300 µ	Nº 50	1906201	•				•	125,00 mm	5.00in	1920201
315 µ		1906401	•							
355 µ	Nº 45	1906601	•							
400 µ		1906801	•							
425 µ	Nº 40	1907001	•							
450 µ		1907201	•							
500 µ	Nº 35	1907401	•							
560 µ		1907601	•							
600 µ	Nº 30	1907801	•							
630 µ		1908001	•							
710 µ	Nº 25	1908201	•							
800 µ		1908401	•							
850 µ	Nº 20	1908601	•							
900 µ		1908801	•							

450

450mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



450.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

Agujero cuadrado

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4,00 mm	5/32"	1912261	22,40 mm	7/8"	1916261
4,50 mm		1912461	25,00 mm	1.00"	1916461
4,75 mm	3/16"	1912661	26,50 mm	1 1/18"	1916661
5,00 mm		1912861	28,00 mm		1916861
5,60 mm	7/32"	1913061	31,50 mm	1 ¼"	1917061
6,30 mm	¼"	1913261	35,50 mm		1917261
6,70 mm	17/64"	1913461	37,50 mm	1 ½"	1917461
7,10 mm		1913661	40,00 mm		1917661
8,00 mm	5/16"	1913861	45,00 mm	1 ¾"	1917861
9,00 mm		1914061	50,00 mm	2.00"	1918061
9,50 mm	3/8"	1914261	53,00 mm	2 1/8"	1918261
10,00 mm		1914461	56,00 mm		1918461
11,20 mm	7/16"	1914661	63,00 mm	2 ½"	1918661
12,50 mm	½"	1914861	71,00 mm		1918861
13,20 mm	17/32"	1915061	75,00 mm	3.00"	1919061
14,00 mm		1915261	80,00 mm		1919261
16,00 mm	5/8"	1915461	90,00 mm	3 ½"	1919461
18,00 mm		1915661	100,00 mm	4.00"	1919661
19,00 mm	¾"	1915861	106,00 mm	4 ¼"	1919861
20,00 mm		1916061	112,00 mm		1920061
			125,00 mm	5.00"	1920261

Agujero redondo

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4,00 mm	5/32"	1912241	22,40 mm	7/8"	1916241
4,50 mm		1912441	25,00 mm	1.00"	1916441
4,75 mm	3/16"	1912641	26,50 mm	1 1/18"	1916641
5,00 mm		1912841	28,00 mm		1916841
5,60 mm	7/32"	1913041	31,50 mm	1 ¼"	1917041
6,30 mm	¼"	1913241	35,50 mm		1917241
6,70 mm	17/64"	1913441	37,50 mm	1 ½"	1917441
7,10 mm		1913641	40,00 mm		1917641
8,00 mm	5/16"	1913841	45,00 mm	1 ¾"	1917841
9,00 mm		1914041	50,00 mm	2.00"	1918041
9,50 mm	3/8"	1914241	53,00 mm	2 1/8"	1918241
10,00 mm		1914441	56,00 mm		1918441
11,20 mm	7/16"	1914641	63,00 mm	2 ½"	1918641
12,50 mm	½"	1914841	71,00 mm		1918841
13,20 mm	17/32"	1915041	75,00 mm	3.00"	1919041
14,00 mm		1915241	80,00 mm		1919241
16,00 mm	5/8"	1915441	90,00 mm	3 ½"	1919441
18,00 mm		1915641	100,00 mm	4.00"	1919641
19,00 mm	¾"	1915841	106,00 mm	4 ¼"	1919841
20,00 mm		1916041	112,00 mm		1920041
			125,00 mm	5.00"	1920241

ACCESORIOS

Tapa y fondo
450 mm. Ø

Tapa y fondo
para vía húmeda 450 mm. Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración
con indicación
de la incertidumbre.

