



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES

TAMIZ

**600mm Ø**  
**100mm H**

BASTIDOR ACERO  
INOXIDABLE

**600**



**C I S a**  
SIEVING TECHNOLOGIES



600

# 600mm Ø x 100mm H

## BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el servicio de  
Certificado de Calibración  
de Tamices



Para **partículas gruesas**.

**Identificación individual** de cada tamiz  
**grabada con láser**, para asegurar su  
**trazabilidad**.

**Incluye certificado de testificación** según  
norma 2.1. EN 10204.

**Certificado de calibración** opcional con  
indicación de la incertidumbre.

Pulido espejo.

Material bastidor: **AISI-316**.

Superficie tamizante: 2800 cm<sup>2</sup>.



## CONFIGURACIONES DISPONIBLES

**600.1** Tamices con malla metálica. Normas: ISO  
3310.1 - ASTM E-11 - NF X11-504

**600.2** Tamices con chapa perforada cuadrada y  
redonda según ISO 3310.2 - ASTM E-323.

## INCLUYE



Certificado de testificación según norma  
2.1. EN 10204.

## OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de la incertidumbre.
- Colocación de malla de refuerzo para aberturas inferiores a 100µ.

600

# 600mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



## 600.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

| ISO<br>3310.1 | ASTM<br>E-11-2013 | Código<br>CISA |   | ISO<br>3310.1 | ASTM<br>E-11-2013 | Código<br>CISA |   | ISO<br>3310.1 | ASTM<br>E-11-2013 | Código<br>CISA |
|---------------|-------------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| 20 µ          | Nº 635            | 2100601        | • | 1,00 mm       | Nº 18             | 2109001        | • | 11,20 mm      | 7/16in            | 2114601        |
| 25 µ          | Nº 500            | 2100801        | • | 1,12 mm       |                   | 2109201        | • | 12,50 mm      | 1/2in             | 2114801        |
| 32 µ          | Nº 450            | 2101001        | • | 1,18 mm       | Nº 16             | 2109401        | • | 13,20 mm      | 0.530in           | 2115001        |
| 36 µ          |                   | 2101201        | • | 1,25 mm       |                   | 2109601        | • | 14,00 mm      |                   | 2115201        |
| 38 µ          | Nº 400            | 2101401        | • | 1,40 mm       | Nº 14             | 2109801        | • | 16,00 mm      | 5/8in             | 2115401        |
| 40 µ          |                   | 2101601        | • | 1,60 mm       |                   | 2110001        | • | 18,00 mm      |                   | 2115601        |
| 45 µ          | Nº 325            | 2101801        | • | 1,70 mm       | Nº 12             | 2110201        | • | 19,00 mm      | 3/4in             | 2115801        |
| 50 µ          |                   | 2102001        | • | 1,80 mm       |                   | 2110401        | • | 20,00 mm      |                   | 2116001        |
| 53 µ          | Nº 270            | 2102201        | • | 2,00 mm       | Nº 10             | 2110601        | • | 22,40 mm      | 7/8in             | 2116201        |
| 56 µ          |                   | 2102401        | • | 2,24 mm       |                   | 2110801        | • | 25,00 mm      | 1.00in            | 2116401        |
| 63 µ          | Nº 230            | 2102601        | • | 2,36 mm       | Nº 8              | 2111001        | • | 26,50 mm      | 1.06in            | 2116601        |
| 71 µ          |                   | 2102801        | • | 2,50 mm       |                   | 2111201        | • | 28,00 mm      |                   | 2116801        |
| 75 µ          | Nº 200            | 2103001        | • | 2,80 mm       | Nº 7              | 2111401        | • | 31,50 mm      | 1 1/4in           | 2117001        |
| 80 µ          |                   | 2103201        | • | 3,15 mm       |                   | 2111601        | • | 35,50 mm      |                   | 2117201        |
| 90 µ          | Nº 170            | 2103401        | • | 3,35 mm       | Nº 6              | 2111801        | • | 37,50 mm      | 1 1/2in           | 2117401        |
| 100 µ         |                   | 2103601        | • | 3,55 mm       |                   | 2112001        | • | 40,00 mm      |                   | 2117601        |
| 106 µ         | Nº 140            | 2103801        | • | 4,00 mm       | Nº 5              | 2112201        | • | 45,00 mm      | 1 3/4in           | 2117801        |
| 112 µ         |                   | 2104001        | • | 4,50 mm       |                   | 2112401        | • | 50,00 mm      | 2.00in            | 2118001        |
| 125 µ         | Nº 120            | 2104201        | • | 4,75 mm       | Nº 4              | 2112601        | • | 53,00 mm      | 2.12in            | 2118201        |
| 140 µ         |                   | 2104401        | • | 5,00 mm       |                   | 2112801        | • | 56,00 mm      |                   | 2118401        |
| 150 µ         | Nº 100            | 2104601        | • | 5,60 mm       | Nº 3½             | 2113001        | • | 63,00 mm      | 2 1/2in           | 2118601        |
| 160 µ         |                   | 2104801        | • | 6,30 mm       | 1/4in             | 2113201        | • | 71,00 mm      |                   | 2118801        |
| 180 µ         | Nº 80             | 2105001        | • | 6,70 mm       | 0.265 in          | 2113401        | • | 75,00 mm      | 3.00in            | 2119001        |
| 200 µ         |                   | 2105201        | • | 7,10 mm       |                   | 2113601        | • | 80,00 mm      |                   | 2119201        |
| 212 µ         | Nº 70             | 2105401        | • | 8,00 mm       | 5/16in            | 2113801        | • | 90,00 mm      | 3 1/2in           | 2119401        |
| 224 µ         |                   | 2105601        | • | 9,00 mm       |                   | 2114001        | • | 100,00 mm     | 4.00in            | 2119601        |
| 250 µ         | Nº 60             | 2105801        | • | 9,50 mm       | 3/8in             | 2114201        | • | 106,00 mm     | 4.24in            | 2119801        |
| 280 µ         |                   | 2106001        | • | 10,00 mm      |                   | 2114401        | • | 112,00 mm     |                   | 2120001        |
| 300 µ         | Nº 50             | 2106201        | • |               |                   |                | • | 125,00 mm     | 5.00in            | 2120201        |
| 315 µ         |                   | 2106401        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 355 µ         | Nº 45             | 2106601        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 400 µ         |                   | 2106801        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 425 µ         | Nº 40             | 2107001        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 450 µ         |                   | 2107201        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 500 µ         | Nº 35             | 2107401        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 560 µ         |                   | 2107601        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 600 µ         | Nº 30             | 2107801        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 630 µ         |                   | 2108001        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 710 µ         | Nº 25             | 2108201        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 800 µ         |                   | 2108401        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 850 µ         | Nº 20             | 2108601        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |
| 900 µ         |                   | 2108801        | • |               |                   |                |   |               |                   |                |

600

# 600mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



## 600.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

### Agujero cuadrado

### Agujero redondo

| ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA | ISO 3310.2 | ASTM E-323-2011 | Código CISA |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 4,00 mm    | 5/32"           | 2112261     | 22,40 mm   | 7/8"            | 2116261     | 4,00 mm    | 5/32"           | 2112241     | 22,40 mm   | 7/8"            | 2116241     |
| 4,50 mm    |                 | 2112461     | 25,00 mm   | 1.00"           | 2116461     | 4,50 mm    |                 | 2112441     | 25,00 mm   | 1.00"           | 2116441     |
| 4,75 mm    | 3/16"           | 2112661     | 26,50 mm   | 1 1/18"         | 2116661     | 4,75 mm    | 3/16"           | 2112641     | 26,50 mm   | 1 1/18"         | 2116641     |
| 5,00 mm    |                 | 2112861     | 28,00 mm   |                 | 2116861     | 5,00 mm    |                 | 2112841     | 28,00 mm   |                 | 2116841     |
| 5,60 mm    | 7/32"           | 2113061     | 31,50 mm   | 1 1/4"          | 2117061     | 5,60 mm    | 7/32"           | 2113041     | 31,50 mm   | 1 1/4"          | 2117041     |
| 6,30 mm    | 1/4"            | 2113261     | 35,50 mm   |                 | 2117261     | 6,30 mm    | 1/4"            | 2113241     | 35,50 mm   |                 | 2117241     |
| 6,70 mm    | 17/64"          | 2113461     | 37,50 mm   | 1 1/2"          | 2117461     | 6,70 mm    | 17/64"          | 2113441     | 37,50 mm   | 1 1/2"          | 2117441     |
| 7,10 mm    |                 | 2113661     | 40,00 mm   |                 | 2117661     | 7,10 mm    |                 | 2113641     | 40,00 mm   |                 | 2117641     |
| 8,00 mm    | 5/16"           | 2113861     | 45,00 mm   | 1 3/4"          | 2117861     | 8,00 mm    | 5/16"           | 2113841     | 45,00 mm   | 1 3/4"          | 2117841     |
| 9,00 mm    |                 | 2114061     | 50,00 mm   | 2.00"           | 2118061     | 9,00 mm    |                 | 2114041     | 50,00 mm   | 2.00"           | 2118041     |
| 9,50 mm    | 3/8"            | 2114261     | 53,00 mm   | 2 1/8"          | 2118261     | 9,50 mm    | 3/8"            | 2114241     | 53,00 mm   | 2 1/8"          | 2118241     |
| 10,00 mm   |                 | 2114461     | 56,00 mm   |                 | 2118461     | 10,00 mm   |                 | 2114441     | 56,00 mm   |                 | 2118441     |
| 11,20 mm   | 7/16"           | 2114661     | 63,00 mm   | 2 1/2"          | 2118661     | 11,20 mm   | 7/16"           | 2114641     | 63,00 mm   | 2 1/2"          | 2118641     |
| 12,50 mm   | 1/2"            | 2114861     | 71,00 mm   |                 | 2118861     | 12,50 mm   | 1/2"            | 2114841     | 71,00 mm   |                 | 2118841     |
| 13,20 mm   | 17/32"          | 2115061     | 75,00 mm   | 3.00"           | 2119061     | 13,20 mm   | 17/32"          | 2115041     | 75,00 mm   | 3.00"           | 2119041     |
| 14,00 mm   |                 | 2115261     | 80,00 mm   |                 | 2119261     | 14,00 mm   |                 | 2115241     | 80,00 mm   |                 | 2119241     |
| 16,00 mm   | 5/8"            | 2115461     | 90,00 mm   | 3 1/2"          | 2119461     | 16,00 mm   | 5/8"            | 2115441     | 90,00 mm   | 3 1/2"          | 2119441     |
| 18,00 mm   |                 | 2115661     | 100,00 mm  | 4.00"           | 2119661     | 18,00 mm   |                 | 2115641     | 100,00 mm  | 4.00"           | 2119641     |
| 19,00 mm   | 3/4"            | 2115861     | 106,00 mm  | 4 1/4"          | 2119861     | 19,00 mm   | 3/4"            | 2115841     | 106,00 mm  | 4 1/4"          | 2119841     |
| 20,00 mm   |                 | 2116061     | 112,00 mm  |                 | 2120061     | 20,00 mm   |                 | 2116041     | 112,00 mm  |                 | 2120041     |
|            |                 |             | 125,00 mm  | 5.00"           | 2120261     |            |                 |             | 125,00 mm  | 5.00"           | 2120241     |

## ACCESORIOS

Kit de limpieza

Bolas anti-colmatantes

Junta de goma  
600 mm. Ø

Certificado de calibración  
con indicación  
de la incertidumbre.

