

INFORMACIÓN GENERAL

MICROSCOPIO METALÚRGICO, QUANTUM BM

Descripción : Ideales para análisis de materiales opacos y semi-transparentes, control de calidad y metalografía avanzada. Óptica corregida al color infinito, disponibles en versión binocular o trinocular con cabezal inclinado a 30°, ajuste interpupilar de 54–75 mm, dioptría ± 5 y división R:T=50:50. Incorporan oculares WF10X/20 mm de gran campo y revólver cuádruple invertido con objetivos plan acromáticos metalúrgicos de gran distancia de trabajo: 5X, 10X, 20X y 50X, todos tratados contra hongos. Su marco integra doble sistema de iluminación reflejada (LED 5W tipo Köhler) y transmitida (LED 3W), ambas ajustables. Platina mecánica de doble capa con cristal de 190 x 150 mm y movimiento de 76 x 50 mm, con enfoque coaxial, ajuste de tensión, tope mecánico y precisión fina de 0,002 mm. Incluyen condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris centrado, polarizador y analizador con rotación de 360°. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MP03-M02-001	cabezal binocular Seidentopf	1
MP03-M03-001	cabezal trinocular Seidentopf	1

FOTO DEL PRODUCTO

