

INFORMACIÓN GENERAL**VISCOSÍMETRO DIGITAL, VD2M**

Descripción : Instrumento empleado para la medición de la viscosidad. Disponible con cuatro (VISC-2M0-001) o cinco rotores (VISC-2M1-001). Rango de medición entre 0,1 y 2.000.000 mPa·s según rotor. Exactitud de $\pm 5\%$ (líquido newtoniano). Velocidad de 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm (con el rotor 0 solamente 6 / 12 / 30 / 60 rpm). Sensor de temperatura incluido. Dimensiones exteriores (L x A x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Fabricado en acero inoxidable SS304. Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VISC-2M1-001	viscosímetro, VD2M, con rotores 0 a 4 (calibrado para rotor 0)	1
VISC-2M0-001	viscosímetro, VD2M, con rotores 1 a 4 (no compatible con el rotor 0)	1
VISC-A00-001	rotor 0 (para 0,1 - 100 mPa·s)	1
VISC-A01-001	rotor 1 (para 100 - 20.000 mPa·s)	1
VISC-A02-001	rotor 2 (para 500- 100.000 mPa·s)	1
VISC-A03-001	rotor 3 (para 2.000- 400.000 mPa·s)	1
VISC-A04-001	rotor 4 (para 10.000- 2.000.000 mPa·s)	1
VISC-A05-001	sensor de temperatura	1

FOTO DEL PRODUCTO